

Wb、Elisa用 抗Saal1 ポリクローナル抗体 - Q96Er3

商品番号: CM0014377

前書き

ヒトSAAL1（SPACIA1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。滑膜線維芽細胞の増殖および炎症性関節炎に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAAL1 Rabbit pAb
備考／別名	SPACIA1; SAAL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	113174
GeneID	113174
免疫原	ヒトSAAL1（NP_612430.2）のアミノ酸175-474に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96ER3
タンパク質分子量	54kDa
輸送	保冷バッグ