


Wb・Elisa用抗Sae1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ube0

商品番号: CM0003310



前書き

WB、ELISAで検証済みのSAE1ウサギモノクローナル抗体。SUMO化における主要なE1酵素であるヒトSAE1（SUMO活性化酵素サブユニット1）を標的とし、核タンパク質の制御と細胞周期進行に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAE1 ウサギモノクローナル抗体
別名	AOS1, SUA1, UBLE1A, HSPC140, SAE1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10055
GeneID	10055
免疫原	ヒトSAE1 (Q9UBE0) のアミノ酸200～300番目の配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBE0
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	保冷剤