


抗Sae1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ube0

商品番号: CM0030252



前書き

ヒトSAE1（SUMO活性化酵素サブユニット1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスのSAE1を検出します。SUMO化および細胞周期の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAE1 Rabbit pAb
別名	AOS1; SUA1; UBLE1A; HSPC140; SAE1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	10055
GeneID	10055
免疫原	ヒトSAE1（NP_005491.1）のアミノ酸1〜346番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UBE0
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷袋