

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Safbウサギモノクローナル抗体 - Q15424

商品番号: CM0007022

前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗SAFBウサギモノクローナル抗体。転写調節およびエストロゲン受容体コリプレッサー研究用の組換え免疫原です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAFB ウサギmAb
備考/別名	HAP, HET, SAF-B, SAFB1, SAB-B1, SAF-B1, SAFB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6294
GeneID	6294
免疫原	ヒトSAFB (NP_002958.2) のアミノ酸815～915番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15424
タンパク質分子量	103kDa
配送方法	保冷剤