

ウエスタンブロット、Elisa用 Anti-Safb2 ウサギポリクローナル抗体 - Q14151

商品番号: CM0027038

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-SAFB2
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のSAFB2（約107 kDa）を検出します。クロマチン構成および転写調節に
関与するスキャフォールド付着因子B2を標的とします。がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAFB2 Rabbit pAb
備考/別名	SAFB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9667
GeneID	9667
免疫原	ヒトSAFB2 (NP_055464.1) のアミノ酸1-255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14151
タンパク質分子量	107kDa
配送	水袋