

Anti-Safb2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q14151

商品番号: CM0015301

前書き

SAFB2 Rabbit pAbは、WB、IHC-P、ELISA用のポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットのSAFB2を検出します。SAFB2は、エストロゲン受容体の抑制および細胞増殖の阻害に関与する足場結合因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAFB2 Rabbit pAb
備考/別名	SAFB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9667
GeneID	9667
免疫原	ヒトSAFB2 (NP_055464.1) のアミノ酸1-255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14151
タンパク質分子量	107kDa
配送	アイスバッグ