

Anti-Sag (S-Arrestin) ポリクローナル抗体 - P10523

商品番号: CM0016965

前書き

ヒトSAG（S-アレスチン）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、ELISAに使用可能。マウスおよびラットと交差反応します。ロドプシンシグナリングおよび網膜研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAG Rabbit pAb
備考/別名	RP47; RP96; S-AG; SAG
種	ヒト
GeneID	6295
免疫原	ヒトSAG (NP_000532.2) のアミノ酸1-405に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P10523
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋