


Ihc-PおよびElisa用抗Sall4モノクローナル抗体 - Q9Ujq4

商品番号: CM0005886



前書き

IHC-

PおよびELISAアプリケーション用のヒトSall4を標的とするウサギモノクローナル抗体。幹細胞の維持および白血病の研究に最適です。ヒトと交差反応します。分子量約112 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sall4 Rabbit mAb
備考/別名	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57167
免疫原	ヒトSall4組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UJQ4
タンパク質分子量	112kDa
配送	氷袋