

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用Anti-Sall4ポリクローナル抗体 - Q9Ujq4

商品番号: CM0018839



前書き

この抗Sall4ウサギポリクローナル抗体は、ヒトSall4（UniProt Q9UJQ4）を標的とし、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証されています。マウスおよびラットとの交差反応性を持ち、幹細胞研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sall4 Rabbit pAb
備考/別名	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57167
GeneID	57167
免疫原	ヒトSall4（NP_065169.1）のアミノ酸853-1053に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJQ4
タンパク質分子量	112kDa
配送	アイスパック