

Samhd1 抗モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Y3Z3

商品番号: CM0006074



前書き

SAMHD1ウサギmAbは、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証されており、ヒトと交差反応性を示します。抗ウイルス防御とDNA修復に関与するデオキシヌクレオシド三リン酸トリホスホヒドロラーゼを標的とし、免疫学および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAMHD1 ウサギmAb
備考/別名	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; SAMHD1
種	ヒト
遺伝子ID	25939
免疫原	合成ペプチド ヒトSAMHD1（NP_056289.2）のアミノ酸527～626領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y3Z3
タンパク質分子量	72kDa
輸送方法	氷袋