


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Samm50モノクローナル抗体 - Q9Y512

商品番号: CM0004966



前書き

ヒトSAMM50を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAMM50 Rabbit mAb
備考/別名	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
種	ヒト
GeneID	25813
免疫原	ヒトSAMM50 (Q9Y512) のアミノ酸300-400領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y512
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋