

抗Sap130ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H0E3

商品番号: CM0017889

前書き

ヒトSAP130に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスとの交差反応性を有しています。転写抑制とmSin3A複合体の機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAP130 Rabbit pAb
備考/別名	SAP130
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	79595
遺伝子ID	79595
免疫原	ヒトSAP130（NP_078821.2）のアミノ酸819-1048番に相当する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9H0E3
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷剤