


Wb、Elisa用抗Sar1Bウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6B6

商品番号: CM0030917



前書き

ヒトSAR1B (SWISS: Q9Y6B6) に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。小胞体からゴルジ体への輸送およびリポタンパク質輸送に関与する小型COPII被膜GTPaseを標的としており、診断および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAR1B ウサギ pAb
備考/別名	ANDD; CMRD; GTBPB; SARA2; SAR1B
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51128
GeneID	51128
免疫原	ヒトSAR1B (NP_057187.1) のアミノ酸1-198番に相当する組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6B6
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	氷袋