

Wb用抗サルコスポパン（Sspn）ウサギポリクローナル抗体 - Q14714

商品番号: CM0013698

前書き

ヒト・サルコスポパン（SSPN）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。ジストロフィン-糖タンパク質複合体および筋生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSPNウサギpAb
備考／別名	KRAG; NSPN; SPN1; SPN2; DAGA5; SSPN
生物種	ヒト
GeneID	8082
免疫原	ヒトSSPN（NP_005077.2）のアミノ酸1～60に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14714
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷剤