

抗Sardhウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9UL12

商品番号: CM0028925

前書き

ヒトSARDH（サルコシン脱水素酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアのコリン代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARDH ウサギpAb
別名	SAR; SDH; SARD; BPR-2; DMGDHL1; SARDH
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1757
遺伝子ID	1757
免疫原	ヒトSARDH（NP_009032.2）のアミノ酸300～560番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UL12
タンパク質分子量	101kDa
発送方法	氷袋梱包