

Wb、Elisa用抗Sarm1モノクローナル抗体 - Q6Pds3

商品番号: CM0007083

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの、Sarm1を標的とするマウスモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット試料中の内在性Sarm1を検出します。軸索変性および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sarm1マウスmAb
備考／別名	Sarm; MyD885; A830091I15Rik; Sarm1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	23098
遺伝子ID	237868
免疫原	マウスSarm1 (NP_766383.2) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6PDS3
タンパク質分子量	79 kDa
輸送	保冷剤