


抗Sarnpウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P82979

商品番号: CM0015228



前書き

ヒトSARNP（CIP29/Hcc-1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC - P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。SARNPはmRNA輸出と細胞増殖制御に関与するTREX複合体の構成要素です。癌研究および転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARNP ウサギpAb
別名	HCCI; THO1; CIP29; HSPC316; SARNP
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84324
免疫原	組換えタンパク質；ヒトSARNP（NP_149073.1）のアミノ酸1～210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P82979
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	水袋