

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Sars-Cov-2 3CLpro モノクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0004555



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのSARS-CoV-2 3CLproウサギモノクローナル抗体。SARS-CoV-2 3CLproタンパク質を認識。3CLproのアミノ酸1-306に対応する組換え免疫原。COVID-19研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 3CLpro ウサギ mAb
遺伝子ID	43740578
免疫原	コロナウイルスSARS-CoV-2 3CLpro (YP_009725295.1) のアミノ酸1-306に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
発送	保冷バッグ