

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sars-Cov-2 3CLproポリクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0024409



前書き

ウイルスの主要プロテアーゼであるSARS-CoV-2 3CLproに対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。COVID-19研究、治療モニタリング、診断キット開発におけるWB、IF/ICC、ELISA用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 3CLpro ウサギ pAb
GeneID	43740578
免疫原	コロナウイルス3CLpro (YP_009725295.1) のアミノ酸1-306に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
発送方法	氷袋