


Wb、Elisa用抗Sars-Cov-2 Nタンパク質モノクローナル抗体 - P59595

商品番号: CM0003192



前書き

SARS-CoV-2

Nタンパク質（ヌクレオカプシドタンパク質）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。COVID-19研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 Nタンパク質 ウサギmAb、BSAおよびグリセロールフリー
備考/別名	ヌクレオカプシドタンパク質; NP; SARS-CoV-2 Nタンパク質
種	コロナウイルス
GeneID (ヒト)	2019-nCoV
GeneID	43740575
免疫原	組換えタンパク質; SARS-CoV-2ヌクレオカプシドタンパク質全長 (P59595) の組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
タンパク質分子量	46kDa
輸送	ドライアイス