


Wb、If/Icc、Elisa用抗Sars-Cov-2 Nタンパク質モノクローナル抗体 - P59595

商品番号: CM0002945



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証されたSARS-CoV-2 Nタンパク質マウスmAb。SARS-CoV-2ヌクレオカプシドタンパク質を認識し、SARS-CoV-2との交差反応性を示します。SARS-CoV-2のウイルス学、診断、および感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 Nタンパク質マウスmAb
備考/別名	ヌクレオタンパク質; NP; SARS-CoV-2 Nタンパク質
種	コロナウイルス
遺伝子ID (ヒト)	SARS-CoV-2
遺伝子ID	43740575
免疫原	組換えタンパク質 / コロナウイルスヌクレオタンパク質 (P0DTC9) のアミノ酸1-420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスパック