


Wb、Elisa用 抗Sars-Cov-2 Nタンパク質 ウサギポリクローナル抗体 - P59595

商品番号: CM0020939



前書き

SARS-CoV-

2ヌクレオカプシドタンパク質（Nタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みです。約46 kDaのタンパク質を検出します。ウイルス組み立て、宿主相互作用、診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SARS-CoV-2 Nタンパク質 ウサギ pAb
遺伝子ID	1489678
免疫原	コロナウイルスNタンパク質（NP_828858.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
タンパク質重量	46kDa
配送	保冷バッグ