


Sars-Cov-2 Nsp12 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P0Dtd1

商品番号: CM0020123



前書き

SARS-CoV-2

NSP12（RNAポリメラーゼ）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAに対応しています。SARS-CoV-2を認識し、ウイルス複製の研究や診断法開発に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP12 ウサギpAb
GeneID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP12 (YP_009725307.1) のアミノ酸200〜300番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
タンパク質分子量	794kDa
輸送方法	氷袋