


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Sars-Cov-2 Nsp15 ウサギポリクローナル抗体 - P0Dtd1

商品番号: CM0024312



前書き

SARS-CoV-2 NSP15

エンドリボヌクレアーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。RNA複製と免疫回避に関与するウイルスNSP15を検出します。COVID-19研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP15 ウサギ pAb
遺伝子ID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP15 (YP_009724389.1) のアミノ酸6600-6700に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
タンパク質分子量	794 kDa
発送	保冷バッグ