


抗Sars-Cov-2 Nsp16 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P0Dtd1

商品番号: CM0019413



前書き

SARS-CoV-2 NSP16（2'-O-メチルトランスフェラーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISA用途で使用可能です。コロナウイルスの複製および免疫逃避機構の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP16 ウサギpAb
遺伝子ID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP16（YP_009725302.1）のアミノ酸236-290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋