


Wb、Ip、Elisa用 抗Sars-Cov-2 Nsp4 ウサギポリクローナル抗体 - P0Dtd1

商品番号: CM0022837



前書き

WB、IP、ELISAに適した抗SARS-CoV-2 NSP4ウサギポリクローナル抗体。二重膜小胞形成に関与する重要なウイルスレプリカーゼタンパク質を標的とし、SARS-CoV-2研究および診断開発を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP4 ウサギ pAb
遺伝子ID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP4 (YP_009725300.1) のアミノ酸400-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
タンパク質分子量	794 kDa
発送	保冷バッグ