


抗Sars-Cov-2 Nsp9 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P0Dtd1

商品番号: CM0020091



前書き

組換えSARS-CoV-2

NSP9（レプリカーゼポリプロテイン1ab、アミノ酸1-113番）を免疫原として作出されたウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAへの使用に適しています。ウイルスレプリカーゼポリプロテインのNSP9領域（Swiss-Prot P0DTD1）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 NSP9 ウサギpAb
GeneID	43740578
免疫原	コロナウイルスNSP9（YP_009742616.1）のアミノ酸1-113番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
タンパク質分子量	794kDa
輸送方法	氷袋梱包