


Wb・Elisa用抗Sars-Cov-2 Orf7Aポリクローナル抗体 - P0Dtc7

商品番号: CM0021405



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ由来抗SARS-CoV-2

ORF7aポリクローナル抗体です。テザリンを拮抗阻害しMHC-

Iをダウンレギュレートすることで宿主の免疫応答を抑制するウイルス性免疫逃避タンパク質であるORF7a（P0DTC7）を認識します。COVID-19研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 ORF7a ウサギpAb
種	SARS-CoV-2
遺伝子ID	43740573
免疫原	コロナウイルスORF7a（YP_009724395.1）のアミノ酸16-98番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC7
タンパク質分子量	14kDa
輸送方法	氷袋