

Wb、Elisa用 抗Sars-Cov-2スパイクEcdポリクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0021544



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証されたSARS-CoV-

2スパイクECDウサギポリクローナル抗体。スパイク糖タンパク質の細胞外ドメインを認識し、ウイルス侵入研究および診断薬開発に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 Spike ECD Rabbit pAb
備考/別名	スパイク糖タンパク質; SARS-CoV-2 Spike ECD
GeneID	43740568
免疫原	コロナウイルススパイクECD (YP_009724390.1) のアミノ酸11-1208に相当する配列を含む組み替え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
配送	アイスバッグ