

Wb用抗Sars-Cov-2スパイクウサギポリクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0020686



前書き

SARS-CoV-

2スパイク糖タンパク質（S）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、DB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。SARS-CoV-

2スパイクに特異的。ウイルス侵入、融合、免疫回避の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2スパイクウサギpAb
備考／別名	スパイク糖タンパク質；SARS-CoV-2スパイク
GeneID	43740568
免疫原	コロナウイルススパイク（YP_009724390.1）のアミノ酸600～700内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、DB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
配送	保冷バッグ