

Wb、Elisa用 抗Sars-Cov-2スパイクRbd（オミクロン）ポリクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0020630



前書き

SARS-CoV-

2スパイクタンパク質（オミクロン変異株）の受容体結合ドメインを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。SARS-CoV-2を認識します。COVID-19の研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-COV-2スパイクRBD（オミクロン）タンパク質pAb
備考／別名	スパイク糖タンパク質
Gene ID	43740568
免疫原	組換えタンパク質 コロナウイルスSARS-COV-2スパイクRBD（オミクロン）タンパク質（P0DTC2）のアミノ酸319～541に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
輸送	保冷バッグ