

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Sars-Cov-2スパイクRbdポリクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0023226



前書き

SARS-CoV-

2スパイク糖タンパク質（P0DTC2）の受容体結合ドメイン（RBD）を認識するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みで、SARS-CoV-

2と反応します。ウイルス侵入と中和の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 スパイクRBD ウサギpAb
別名	スパイク糖タンパク質; SARS-CoV-2 スパイクRBD
遺伝子ID	43740568
免疫原	コロナウイルス スパイクRBD（YP_009724390.1）のアミノ酸332-550番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
発送	保冷剤