

Wb、Elisa用 抗Sars-Cov-2スパイクS1ウサギポリクローナル抗体 - P59594

商品番号: CM0021770



前書き

SARS-CoV-

2スパイクS1（E2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。SARS-CoVと交差反応します。標的タンパク質は139 kDa、UniProtアクセッション番号：P59594。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2スパイクS1ウサギpAb
備考／別名	E2；SARS-CoV-2スパイクS1
遺伝子ID	1489668
免疫原	コロナウイルススパイクS1（NP_828851.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV
SWISS	P59594
タンパク質分子量	139kDa
輸送	保冷バッグ