

抗Sars-Cov-2 スパイクS1

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P0Dtc2

商品番号: CM0021196



前書き

このウサギポリクローナル抗体はSARS-CoV-2 スパイクS1サブユニット（UniProt P0DTC2）を標的とし、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの実用性が検証済みです。ウイルス侵入および宿主との相互作用研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 スパイクS1 ウサギpAb
備考／別名	スパイク糖タンパク質；SARS-CoV-2 スパイクS1
遺伝子ID	43740568
免疫原	コロナウイルス スパイクS1 (YP_009724390.1) のアミノ酸11-682番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交叉反応性	ヒト、SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
発送方法	保冷剤同梱