

Wb、Db、If/Icc、Ip、Elisa用抗Sars-Cov-2スパイクS2 Ecd

ウサギポリクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0023544



前書き

SARS-CoV-

2スパイクS2細胞外ドメイン(ECD)を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、DB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびSARS-CoV-

2を認識し、ウイルス侵入および膜融合研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 Spike S2 ECD ウサギpAb
備考/別名	spike glycoprotein; SARS-CoV-2 Spike S2 ECD
由来生物種	ウサギ
遺伝子ID	43740568
免疫原	SARS-CoV-2 Spike S2 ECD (YP_009724390.1) のアミノ酸686-1214番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
輸送方法	氷袋