

Wb、Ip、Elisa用 抗Sars-Cov-2スパイクS2ポリクローナル抗体 - P0Dtc2

商品番号: CM0024350



前書き

SARS-CoV-

2スパイクS2サブユニットに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAに適しています。SARS-CoV-2（UniProt P0DTC2）のスパイク糖タンパク質を検出し、SARS-CoV-2と交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoV-2 Spike S2 Rabbit pAb
備考/別名	スパイク糖タンパク質; SARS-CoV-2 Spike S2
遺伝子ID	43740568
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
タンパク質分子量	141kDa
配送方法	アイスバッグ