

WbおよびElisa用抗Sars-Covスパイクポリクローナル抗体 - P59594

商品番号: CM0020972



前書き

SARS-

CoVスパイク糖タンパク質（E2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。SARS-

CoVと交差反応します。ウイルス侵入、融合、および宿主免疫回避機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品の主要仕様およびパラメータ	
製品名	SARS-CoVスパイクウサギpAb
備考／別名	E2; SARS-CoVスパイク
Gene ID	1489668
免疫原	コロナウイルススパイク（NP_828851.1）のアミノ酸600～700内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV
SWISS	P59594
タンパク質分子量	139kDa
配送	保冷バッグ