

Wb、Elisa用抗Sars-CovスパイクRbdポリクローナル抗体 - P59594

商品番号: CM0021814



前書き

SARS-

CoVスパイク糖タンパク質の受容体結合ドメイン（RBD）に特異的なウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、コロナウイルス研究や診断試薬開発における中心的な試薬として活用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SARS-CoVスパイクRBD ウサギpAb
備考/別名	E2; SARS-CoV スパイクRBD
遺伝子ID	1489668
免疫原	コロナウイルススパイクRBD (NP_828851.1) のアミノ酸350～450番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	SARS-CoV
SWISS	P59594
タンパク質分子量	139kDa
発送方法	保冷剤