

Anti-Sars Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P49591

商品番号: CM0016249



前書き

ヒトSARS（セリルtRNA合成酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。翻訳および血管新生制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SARS Rabbit pAb
備考/別名	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6301
遺伝子ID	6301
免疫原	ヒトSARS (NP_006504.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49591
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ