

## 抗Sars/セリルTrna合成酵素（Sars1）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P49591

商品番号: CM0029703



### 前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のSARS（セリルtRNA合成酵素、SARS1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。翻訳および転写調節の研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | SARS ウサギ pAb                                       |
| 備考/別名      | SARS; SERS; SERRS; NEDMAS                          |
| 種          | ヒト                                                 |
| GeneID（ヒト） | 6301                                               |
| GeneID     | 6301                                               |
| 免疫原        | ヒトSARS（NP_006504.2）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| 適用         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                           |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS      | P49591                                             |
| タンパク質分子量   | 59kDa                                              |
| 輸送         | 保冷バッグ                                              |