


抗Sart1ポリクローナル抗体（ウサギPab） Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用途 - O43290

商品番号: CM0029059



前書き

U4/U6.U5トリ-

snRNPスプライシング因子であるヒトSART1に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IP、ELISAの各用途で検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。診断および研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SART1 ウサギpAb
別名	HAF; Aral; HOMSl; Snu66; SART1259; SNRNP110; SART1
対象種	ヒト
GeneID	9092
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43290
タンパク質分子量	90kDa
発送方法	氷袋梱包