

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Sart3 ウサギポリクローナル抗体 - Q15020

商品番号: CM0014680



## 前書き

スプライソソームリサイクル因子であるSART3に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、ELISAで検証済み。mRNAスプライシングと遺伝子制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | SART3 ウサギ pAb                                           |
| 備考/別名      | P100; p110; DSAP1; TIP110; p110(nrb); RP11-13G14; SART3 |
| 種          | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 9733                                                    |
| 遺伝子ID      | 9733                                                    |
| 免疫原        | ヒトSART3 (NP_055521.1) のアミノ酸664-963に対応する配列を含む組換え融合タンパク質  |
| 由来         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                               |
| 適用         | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS      | Q15020                                                  |
| タンパク質分子量   | 110kDa                                                  |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                   |