


Anti-Satb1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

商品番号: CM0006660



前書き

SATB1に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのSATB1と交差反応します。クロマチンおよび転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SATB1 Rabbit mAb
備考/別名	DEFDA; KTZSL; SATB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6304
GeneID	6304
免疫原	ヒトSATB1 (NP_002962.1) のアミノ酸572-763に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01826
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスパック