


ウエスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光（パラフィン切片）、免疫組織化学（パラフィン切片）、Elisa用 Anti-Satb1 ウサギポリクローナル抗体 - Q01826

商品番号: CM0024767



前書き

ウエスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光（パラフィン切片）、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISA用として検証済みのSATB1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。クロマチンリモデリング、T細胞発達、癌転移研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SATB1 ウサギ pAb
備考/別名	DEFDA; KTZSL; SATB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6304
免疫原	ヒトSATB1 (NP_002962.1) のアミノ酸572-763に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光（パラフィン切片）、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01826
タンパク質分子量	86 kDa
発送	保冷バッグ