


Wb、If-P、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Satb2 モノクローナル抗体 - Q9Upw6

商品番号: CM0003591



前書き

ヒトSATB2に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、IP、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。クロマチンおよび神経発達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	SATB2 ウサギ mAb
備考/別名	GLSS, DEL2Q32Q33, C2DELq32q33, SATB2
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	23314
GeneID	23314
免疫原	合成ペプチド: ヒトSATB2 (NP_001165980.1) のアミノ酸634-733に対応する領域の合成ペプチド
抗体源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UPW6
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	保冷剤