


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa向け抗Satb2ウサギモノクローナル抗体 - Q9Upw6

商品番号: CM0003124



前書き

WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済みの高性能抗SATB2ウサギモノクローナル抗体です。神経および骨格発生における主要な転写因子であるヒト、マウス、ラットのSATB2と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SATB2 ウサギmAb
備考/別名	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23314
GeneID	23314
免疫原	合成ペプチド ヒトSATB2 (Q9UPW6) のアミノ酸200～300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPW6
タンパク質分子量	83 kDa
発送方法	氷袋