


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Satb2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Upw6

商品番号: CM0022425



前書き

ヒトSATB2 (SWISS: Q9UPW6) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISAで検証済み。転写制御、神経発達、骨芽細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SATB2ウサギpAb
備考／別名	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23314
遺伝子ID	23314
免疫原	ヒトSATB2 (NP_001165980.1) のアミノ酸634〜733に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UPW6
タンパク質分子量	83kDa
配送	保冷バッグ