


Anti-Sav1 ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9H4B6

商品番号: CM0029977



前書き

ヒトSAV1 (hWW45)
に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。Hippoシグナル伝達、臓器サイズ制御、腫瘍抑制研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAV1 ウサギ pAb
備考/別名	SAV; WW45; WWP4; SAV1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60485
GeneID	60485
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSAV1の199-383アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_068590.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H4B6
タンパク質重量	45kDa
配送	アイスバッグ