


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Sav1ウサギポリクローナル抗体 - Q9H4B6

商品番号: CM0024288



前書き

ヒトSAV1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。Hippoシグナル経路調節因子である45 kDaタンパク質を標的とします。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	[KO検証済み] SAV1ウサギpAb
備考/別名	SAV; WW45; WWP4; V1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60485
GeneID	60485
免疫原	ヒトSAV1 (NP_068590.1) のアミノ酸199-383に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4B6
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋