


Wb、Elisa用 抗Sbds ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y3A5

商品番号: CM0003422



前書き

ヒトSBDSタンパク質を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。リボソーム生合成およびシュワッハマン・ダイヤモンド症候群の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SBDS Rabbit mAb
備考/別名	SDS; SDOL; SWDS; CGI-97; SBDS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51119
GeneID	51119
免疫原	合成ペプチド ヒトSBDS (NP_057122.2) のアミノ酸151-250に相当する配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3A5
タンパク質分子量	29kDa
配送	保冷剤 (氷袋)